

# BlastAssist®

## Product No.:

1216  
1215



## Languages:

**bg** **cs** **da** **de** **el**

**et** **en** **es** **fr** **hr**

**hu** **is** **it** **kk** **lt**

**lv** **mk** **nl** **no** **pt**

**ro** **ru** **sk** **sl** **sv**

**tr** **uk**

## Customer Service:

E-mail:

customerservice.medicult@origio.com

Tel: +45 46 79 02 02 · Fax: +45 46 79 03 02



## ORIGIO a/s

Knardrupvej 2, DK-2760 Måløv, Denmark

www.origio.com

Tel: +45 46 79 02 00 · Fax: +45 46 79 03 00

# origio

a CooperSurgical Company

## Ingredientia

### 1215 BlastAssist® without Phenol Red





Acida aminica: Ala, Arg, Asp, Asn, Cys, Glu, Gly, His, Ile, Leu, Lys, Met, Phe, Pro, Ser, Thr, Trp, Tyr, Val, N-acetylglutaminum; Albumini humani solutio; Aqua; Gentamicinum; Glucosum; K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>; Lactas; MgSO<sub>4</sub>; NaCl; NaHCO<sub>3</sub>; NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>; Olaninum; Pyruvas; SSR; Vitamini: B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub>, B<sub>6</sub>, B<sub>7</sub>, B<sub>9</sub>, Cholinum, Inositolum, Nicotinamidum, Pyridoxinum

### 1216 BlastAssist® with Phenol Red

Acida aminica: Ala, Arg, Asp, Asn, Cys, Glu, Gly, His, Ile, Leu, Lys, Met, Phe, Pro, Ser, Thr, Trp, Tyr, Val, N-acetylglutaminum; Albumini humani solutio; Aqua; Gentamicinum; Glucosum; K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>; Lactas; MgSO<sub>4</sub>; NaCl; NaHCO<sub>3</sub>; NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>; Olaninum; Pyruvas; Phenolsulfonphthaleinum; Pyruvas; Vitamini: B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub>, B<sub>6</sub>, B<sub>7</sub>, B<sub>9</sub>, Cholinum, Inositolum, Nicotinamidum, Pyridoxinum



bg	Символи	Изхвърлете излишните (неизползвани) вещества след затопляне.	Използвайте в рамките на 7 дни след отваряне	Не използвайте ако опаковката е повредена.	Съдържа: Човешки албуминов разтвор.
cs	Symbol	Po zahřátí zlikvidujte přebytečný (nepoužitý) materiál.	Použijte do 7 dnů po otevření	Nepoužívejte, je-li obal poškozený	Obsahuje roztok lidského albuminu
da	Symboler	Kassér (ubrugt) overskudsmedie efter opvarming.	Anvendes inden for 7 dage fra åbningen.	Må ikke anvendes, hvis pakningen er beskadiget.	Indeholder: Human albumin opløsning.
de	Symbole	Überschüssige (unbenutzte) Medien nach Erwärmung entsorgen.	Innerhalb von 7 Tagen nach der Öffnung verwenden.	Bei beschädigter Verpackung nicht benutzen.	Enthält: Humanalbuminlösung.
el	Σύμβολα	Οι (μη χρησιμοποιηθείσες) ποσότητες που περισσεύουν και έχουν θερμομανθεί θα πρέπει να απορρίπτονται.	Το υλικό να χρησιμοποιείται μέσα σε 7 ημέρες από το άνοιγμα.	Μην χρησιμοποιείτε το υλικό αν το πακέτο έχει υποστεί ζημιά.	Περιέχει διάλυμα ανθρώπινης αλβουμίνης.
et	Sümbolid	Pärast soojenemist kõrvaldage ülejääk (kasutamata).	Kasutage 7 päeva jooksul pärast avamist.	Ärge kasutage, kui pakend on vigastatud.	Koostis: Inimese albumiini lahus.
en	Symbols	Discard excess (unused) media following warming.	Use within 7 days of opening	Do not use if package is damaged.	Contains: Human albumin solution.
es	Símbolos	Eliminar el exceso de medio (no utilizado) después de haberlo calentado.	Utilizar antes de 7 días después de abierto.	No utilizar si el paquete está dañado.	Contiene: Solución de Albúmina humana.
fr	Symboles	Retirer le milieu excédentaire (non utilisé) après réchauffage.	A utiliser dans un délai de 7 jours après ouverture.	Ne pas utiliser le produit si l'emballage est endommagé.	Contient: Solution d'albumine humaine.
hr	Simboli	Pošto je medij zagrijan, višak (neiskorišteni) medija baciti.	Upotrijebiti u roku od 7 dana od otvaranja.	Ne koristiti ako je pakovanje oštećeno.	Sadrži: otopinu ljudskog albumina.
hu	Szimbólumok	A megmaradt közegfelesleget (amelyet nem használt fel) melegítés után ki kell dobni.	A felbontást követő 7 napon belül használja el.	Ne használja, ha a csomagolás sérült.	Összetétel: Emberi albumin oldat.
is	Tákn	Farga skal ætislefjum (ónotuðu efni) eftir hitun.	Notist innan 7 sólarhringa frá opnun.	Notist ekki ef pakkning er skódduð.	Inniheldur: Albúminlausn úr mönnum.
it	Simboli	Smaltire i terreni di coltura eccedenti (non utilizzati) dopo incubazione.	Utilizzare entro 7 giorni dall'apertura.	Non utilizzare se la confezione è danneggiata.	Contiene: Soluzione di Albumina umana.
kk	Таңбалар	Артық (қолданылмаған) заттарды келесі ескертуді пайдаланып тастаңыз.	Ашудан кейін 7 күннің ішінде қолданыңыз	Орамы зақымдалған болса, пайдалануға болмайды	Құрамында адам альбумин сұйықтығы бар
lt	Simboliai	Po atšildymo nenaudoatą terpės perteklių išmesti.	Atidarius sunaudoti per 7 dienas.	Negalima naudoti, jei pakuotė pažeista.	Sudėtis: žmogaus albumino tirpalas.
lv	Simboli	Pēc sasildīšanas barotnes pārpalikumi (kas netika izlietoti) ir jāizmet.	Izmantot 7 dienu laikā pēc atvēršanas.	Nelietojiet, ja iepakojums ir bojāts.	Sastāvs: Cilvēka albumīna šķīdums.
mk	Симболи	Вишокот (по користењето) да се фрли по загревањето.	Користете го во рок од 7 дена по отворање.	Не користете го доколку пакувањето е оштетено.	Содржи: Раствор на хуман албумин.
nl	Symbolen	Gooi overtollig (ongebruikt) medium weg na opwarming.	Gebruik binnen 7 dagen na opening.	Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is.	Bevat: Humaan albumine-oplossing.
no	Symboler	Kast overskytende (ubrukt) medium hvis det har vært oppvarmet.	Må brukes innen 7 dager etter at det er åpnet.	Må ikke brukes hvis emballasjen er skadd.	Inneholder: løsnig av humant albumin.
pt	Símbolos	Eliminar o meio excedentário (não utilizado) após aquecimento.	Use no prazo de 7 dias após aberto.	Não use se a embalagem estiver danificada.	Contém: Solução de Albumina humana.
ro	Simboluri	După încălzire aruncați excesul de mediu (nefolosit).	Utilizați în decurs de 7 zile de la desigilare.	Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat.	Conține soluție de albumină umană.
ru	Символы	После нагревания неиспользованную среду необходимо слить	Использовать в течение 7 дней после вскрытия	Не использовать, если упаковка повреждена	Содержит раствор альбумина человека
se	Symboler	Kassera överbilivet (oanvänt) medium efter uppvärmning.	Använd inom 7 dagar efter öppnande.	Använd inte om förpackningen är skadad.	Innehåller: humanalbuminlösning.
sk	Symboly	Po zahriati zvyšok (nevyužitý) média znehodnotte.	Použite do 7 dní po otvorení.	Nepoužívajte, ak je balenie poškodené.	Obsahuje: Roztok ľudského albumínu.
sl	Oznake	Odvečni (neuporabljeni) medij po segrevanju zavrzite.	Uporabite v največ 7-ih dneh po odprtju embalaže.	Če je embalaža poškodovana, izdelka ne uporabite.	Vsebuje: raztopino humanega albumina.
tr	Semboller	Fazla (kullanılmamış) vasatı istima sonrasında atın	Açtıktan sonra 7 gün içinde kullanın	Ambalaj hasarlıysa kullanmayın	İnsan albümin çözülünü içerir
uk	Символи	Після нагрівання необхідно злити невикористане середовище	Продукт слід використовувати протягом 7 днів після розкриття упаковки	Не використовувати, якщо упаковка пошкоджена	Містить: розчин альбуміну людини



## bg - бългaрски

За култивирaне от 4-8-клетъчната фаза до фазата на бластоцист. Може да се използва и за прехвърляне на ембриона.

Този продукт е за ин vitro оплождане (IVF) на жени, независимо дали причината за безплодност е у мъжа или у жената. Продуктът трябва да се използва само от медицински лица, обучени в методите за IVF лечение.

## Продукти

1215 BlastAssist® без фенолово червено

1216 BlastAssist® с фенолово червено

## Съдържа

Човешки албуминов разтвор (HAS)  
Рекombинантен човешки инсулин  
Гентамицин сулфат 10 µg/ml

## Тестове за контрол на качеството

Тестван за стерилност (Ph.Eur., USP)  
Тестван за осмолалитет (Ph.Eur., USP)  
pH тестван (Ph.Eur., USP)  
HSA анализ (Ph.Eur., USP)  
Тестван за ендотоксини ≤ 0,1 ендотоксинови единици/мл (Ph.Eur., USP)  
Тестван с ембриони от мишка (МЕА)  
**Забележка:** Резултатите от всяка партида са посочени на Сертификат за анализ, който е наличен на [www.origio.com](http://www.origio.com).

## Инструкции за съхранение и стабилност

Продуктите са асептично обработени и се доставят стерилни. Съхранете в оригиналния контейнер при 2-8°C, защитени от светлина. Не замразявайте. Изхвърлете излишните (неизползвани) вещества след затопляне. Продуктът трябва да се използва

в рамките на 7 дни след отваряне. Когато се съхранява според инструкциите на производителя, продуктът е стабилен до изтичане на срока на годност, указан на етикета на флакона.

## Предпазни мерки и предупреждения

Не използвайте продукта ако:  
1. Опаковката на продукта изглежда повредена или разпечатана.  
2. Срокът на годност е изтекъл.  
3. Продуктът се обезцвети, потъмнее, или покаже признаци на микробно заразяване.

**Внимание:** Всички кръвни продукти трябва да се третират като потенциално инфекциозни. Изходните материали, използвани за производството на този продукт, са били тествани и е установено, че не реагират на HbsAG и са отрицателни за анти-HIV-1/-2, HIV-1, HBV и HCV. Освен това, изходните материали са били тествани за парвовирус B19 и е установено, че няма повишение. Никой известен метод за тестване не може да предостави гаранция, че продуктите, извлечени от човешката кръв, няма да прехвърлят инфектиращи агенти.

**Внимание:** Този продукт съдържа гентамицин и не трябва да се използва при пациенти с известна алергия към гентамицин или подобни антибиотици.

**Забележка:** Препоръчва се култивирането на ембрионите с EmbryoAssist™, преди използването на BlastAssist®.

**Забележка:** Вземете под внимание необходимостта от проследяемост на този продукт. Освен това, във вашата страна може да съществуват национални правни изисквания в тази област.

**Забележка:** Уредите, използвани в комбинация с този уред, трябва

да са предназначени за конкретната цел.

**Забележка:** Изхвърлете уреда в съответствие с местните разпоредби за изхвърляне на медицински уреди.

## Инструкции за употреба

1. Балансирайте максимум 2 часа в 5-6% CO<sub>2</sub> при 37°C, преди да използват.
2. При 4-8-клетъчната фаза ембрионите се измиват внимателно в предварително балансиран BlastAssist® и се прехвърлят към 50 µl пресни микро-капки или 0,5 ml кладенчета/блюда с BlastAssist®.  
*Ембрионите трябва да се култивират по един или по няколко до максимум 4 в кладенче*
3. Ембрионите трябва да бъдат преместени в пресни капки BlastAssist® на всеки втори ден до формиране на бластоцист при ден 5/ ден 6.

## Прехвърляне на бластоцистите

1. Бластоцистите се подготвят и прехвърлят в матката в 20 до 30 µl предварително балансирано вещество за прехвърляне или пресен BlastAssist®.
2. Промийте катетъра за прехвърляне с вещество за прехвърляне, преди да го използвате.

## cs - čeština

Pro kultivaci ze 4-8buněčné fáze až do blastocystové fáze. Rovněž lze použít pro transfer embryí.

Tento produkt je určen pro ošetření žen metodou IVF bez ohledu na to, zda je neplodnost způsobena mužem nebo ženou. Tento produkt směji používat pouze odborní pracovníci s kvalifikací k léčbě metodou IVF.

## Produkty

1215 BlastAssist® bez fenolové

červeně

1216 BlastAssist® s fenolovou

červení

## Obsahuje

Roztok lidského albuminu  
Rekombinantní lidský inzulin  
Gentamicin sulfát 10 µg/ml

## Testování pro kontrolu kvality

Test sterility (Ph.Eur., USP)  
Test osmolality (Ph.Eur., USP)  
Test pH (Ph.Eur., USP)  
Test endotoxinů ≤ 0.1 EU/ml (Ph.Eur., USP)  
Test na myších embryích (MEA)  
Analýza HSA (Ph.Eur., USP)  
**Poznámka:** Výsledky pro každou šarži jsou uvedeny v Certifikátu analýzy, který je k dispozici na [www.origio.com](http://www.origio.com).

## Pokyny pro skladování stability

Produkty se vyrábějí asepticky a dodávají se sterilní. Uchovávejte v původní lahvičce při teplotě 2-8°C, chráňte před světlem. Nezmrazujte. Po zahřátí zlikvidujte přebytečný (nepoužitý) materiál. Produkt musí být použit během 7 dní po otevření. Uchovává-li se produkt podle pokynů výrobce, zachová si stabilitu až do dne použitelnosti uvedeného na štítku na lahvičce.







