

フラッシング、卵子洗浄用メディウム

Heparin 含有済みのため、Ready to Use で使用可能です。



SynVitro™ Flush



Flushing Medium

SynVitro™ Flush

- Ready-to-use で使用可能
- Heparin 含有済み
- ヒト血清アルブミン等の生物由来成分や抗生物質を非含有

Flushing Medium

- Ready-to-use で使用可能
- Heparin 含有済み

フラッシング、卵子洗浄用メディウム

製品番号	製品名	容量	フェノールレッド	有効期限※	血清	抗生物質	保存温度
15760125	SynVibro™ Flush	125 mL	－	26週間	－	－	2～8℃
10765060	Flushing Medium	5×60 mL	＋	26週間	＋	－	2～8℃
10760125	Flushing Medium	125 mL	＋	26週間	＋	－	2～8℃

※製造日より

■ 培地組成

SynVibro™ Flush	Flushing Medium
無機塩類	無機塩類
グルコース	グルコース
ピルビン酸	ピルビン酸
炭酸水素ナトリウム	炭酸水素ナトリウム
HEPES	HEPES
Heparin	Heparin
SSR®※ (Synthetic Serum Replacement : 合成血清)	フェノールレッド
	HSA
	SSR®※ (Synthetic Serum Replacement : 合成血清)

※SSR®はHSAを一部代替するために使用しています。

■ 品質管理項目

- 無菌テスト済み (Ph. Eur., USP)
- 浸透圧テスト済み (Ph. Eur., USP)
- pH テスト済み (Ph. Eur., USP)
- エンドトキシンテスト済み : ≤ 0.2 EU/mL (Ph. Eur., USP)
- マウスエンブリオアッセイ (MEA) 済み

本商品は薬機法の定めるところの「医薬品」「医薬部外品」及び「医療機器」ではありません。また、ヒト、動物の診断あるいは治療用として用いるものではありません。

©2020 ORIGIO Japan Ltd. All Rights Reserved.

オリジオ・ジャパン株式会社

〒231-0021
神奈川県横浜市中区日本大通11 横浜情報文化センター4F
Tel. 045-319-6826 Fax. 045-319-6581
E-mail: toiawase@coopersurgical.com
Web: <https://fertility.coopersurgical.com/ja>

CooperSurgical®

Fertility and Genomic Solutions