



Assisted Hatching Micropipets

Assisted Hatchingマイクロピペット




海外での許認可取得状況

- ・CEマーク (CE 0086 取得)
- ・FDA 認可取得
- ・カナダでの医療機器認可取得
- ・オーストラリアでの医療機器認可取得


品質管理項目

- ・エンドトキシンテスト済み
- ・マウスエンブリオアッセイテスト済み

全長



先端



タイロードによる透明帯の菲薄化、貫通に最適なピペット

・2種類の内径を用意しているため、吐出する溶液量のコントロールが可能


Assisted Hatchingマイクロピペット Sサイズ (10本/箱)

製品番号	バンドアングル	バンド長	先端の内径 (I.D.)
MAH - SM - バンドアングル	0°, 15°, 20°, 25° 30°, 35°, 40°, 45°	0.5mm*	8 - 10μm


Assisted Hatchingマイクロピペット Lサイズ (10本/箱)

製品番号	バンドアングル	バンド長	先端の内径 (I.D.)
MAH - LG - バンドアングル	0°, 15°, 20°, 25° 30°, 35°, 40°, 45°	0.5mm*	10 - 12μm

MAH - SM - XX



MAH - LG - XX



*バンド長の変更が可能です。