

Anti Vibration Table

除振機構埋込ワークテーブル



メンテナンスフリー ダンパー式除振機構埋込テーブルです。

- ・ラバー構造のダンパーを採用しており、電力不要
- ・テーブルはステンレス、免震フローター部分はアルマイト処理済みアルミを採用
- ・フローター部分の高さを微調整可能 (-25~0mm)



設置イメージ

	120cm
製品番号	9.001.701.120
外形寸法 (横幅 × 奥行 × 高さ)	1200 x 800 x 750mm
テーブル高さ	750mm
重量	175kg