



Blastomere Biopsy Micropipets

Blastomereバイオプシーマイクロピペット




海外での許認可取得状況

- ・ CE マーク (CE 0086 取得)
- ・ FDA 認可取得
- ・ カナダでの医療機器認可取得
- ・ オーストラリアでの医療機器認可取得


品質管理項目

- ・ エンドトキシンテスト済み
- ・ マウスエンブリオアッセイテスト済み


全 長




先 端



MBB - FP - 内径 - XX



MBB - BP - 内径 - XX



分割期胚の割球の吸引に最適な 内径と先端を用意

- ・ ピペット先端がフラットなタイプとベベル付きのタイプを用意
- ・ ピペット先端はファイヤーポリッシュ加工済み

Blastomereバイオプシーマイクロピペット フラットタイプ (10本/箱)

製品番号	バンドアングル	バンド長	先端の内径 (I.D.)
MBB - FP - SM - バンドアングル	0°, 15°, 20°, 25° 30°, 35°, 40°, 45°	0.5mm*	28 - 32μm
MBB - FP - M - バンドアングル	0°, 15°, 20°, 25° 30°, 35°, 40°, 45°	0.5mm*	33 - 37μm
MBB - FP - L - バンドアングル	0°, 15°, 20°, 25° 30°, 35°, 40°, 45°	0.5mm*	38 - 42μm

Blastomereバイオプシーマイクロピペット ベベル付きタイプ (10本/箱)

製品番号	バンドアングル	バンド長	先端の内径 (I.D.)
MBB - BP - SM - バンドアングル	0°, 15°, 20°, 25° 30°, 35°, 40°, 45°	0.5mm*	28 - 32μm
MBB - BP - M - バンドアングル	0°, 15°, 20°, 25° 30°, 35°, 40°, 45°	0.5mm*	33 - 37μm
MBB - BP - L - バンドアングル	0°, 15°, 20°, 25° 30°, 35°, 40°, 45°	0.5mm*	38 - 42μm

*バンド長の変更が可能です。