

Fortuna LAF

垂直気流式クリーンベンチ







Fortuna LAF (100cm)



デザインと機能が調和したモデル

- 開口が大きい前面フード（開口固定式）
- 手元にスリットが無く、フラット
- 100cm から 190cm まで、サイズバリエーション
- 奥行き 686mm のスリム設計
- 動作音量 46dB 以下
- 空気清浄度 Class100
- 前面は作業性を重視し、10° 傾斜

K-Systems L100 		
L124ICSI	L126IVF or Dual	L126MP
		 + 
1246 x 735 x 2020 mm	1846 x 735 x 2020 mm	1846 x 735 x 2020 mm
1226 x 500 mm	1826 x 500 mm	1826 x 500 mm
835 - 860 mm		
196 kg	272 kg	262 kg
988W Max 115VAC 50/60Hz		
2		

