


G603

培養チャンバー型クリーンベンチ




密閉型で、インキュベーターのような環境を再現

- ・ガスミキサー搭載 (CO₂/N₂ ガス)
- ・K-SYSTEMS 製培養器と同じガス供給機構
- ・電動で高さ調整機能 (75 ~115 cm)

Anti Vibration Table

除振機構埋込ワークテーブル



設置イメージ

メンテナンスフリーダンパー式除振機構埋込テーブル

- ・ラバー構造のダンパーを採用しており、電力不要
- ・テーブルはステンレス、免震フローター部分はアルマイト処理済みアルミを採用
- ・フローター部分の高さを微調整可能 (-25 ~ 0 mm)