

G85

CO₂ ミニインキュベーター



場所を選ばずに設置可能

- ICSI 時の胚の一時保管用に
- 2 チャンバー / 4 ディッシュ保管
- 各種専用ディッシュ用アルミブロックを用意

仕様

	CO ₂ ミニインキュベーター
製品番号	G85
外形寸法 (幅 x 奥行 x 高)	267 x 340 x 95 mm
重量	5.4 kg
制御温度	室温 ~ 42 °C
温度精度	± 0.2 °C
ガス	混合ガス (2~29 L/ 時間)
電源仕様	120 W、Max 1.6 A、50/60 Hz

G73

ブロックウォーマー



各種容器の保温に

- アルミブロックを変えることで各種容器の保温に対応
- デジタルディスプレイ搭載

仕様

	ブロックウォーマー
製品番号	G73
外形寸法 (幅 x 奥行 x 高)	200 x 178 x 95 mm
重量	1.66 kg
制御温度	35~49.9 °C
温度精度	± 0.2 °C
電源仕様	25 W、Max 1.6 A、50/60 Hz