

# GH01

## 加湿ガス供給器



### ガスの加湿に

- ・ガス流量を 0 ~ 50 L / 時間で調整可能
- ・水を 39.5 °C まで加湿可能

### 仕様

	加湿ガス供給器
製品番号	GH01
ガス流量	0 ~ 50 L / 時間
制御温度	~39.5 °C

# G95

## ポータブルインキュベーター



### 培養環境を保ちながら、 検体の持ち運びを実現

- ・4 時間以上バッテリー駆動で温度保持
- ・12V 電源ソケットを用いて給電可能
- ・充填したガスの CO<sub>2</sub> 濃度は 3 時間で 1% 減少
- ・GH01 を用いて加湿混合ガスを充填可能 \*

### 仕様

	ポータブルインキュベーター
製品番号	G95
外形寸法 (幅 x 奥行 x 高)	245 x 220 x 315 mm
重量	5.68 kg
制御温度	35~49.9 °C
温度精度	± 0.2 °C
ガス	混合ガス (2~29 L/ 時間)
電源仕様	105 W、Max 1.6 A、50/60 Hz
充電時間	3 時間
バッテリー駆動時間	5~6 時間
要求ガス圧	0.05 - 0.1 MPa

\* 加湿混合ガスを充填する場合、GH01 をご使用ください。