

Gas Analyzer

ガスアナライザー

軽量なので片手で持てる
ハンディタイプの校正対応
CO₂/O₂ ガスアナライザー

- ・ユーザーキャリブレーション機能
- ・温度プローブ（別売）を追加することで温度測定も可能

仕様

製品番号	G-100-10N
外形寸法（幅 x 奥行 x 高）	100 x 55 x 165 mm
重量	495 g
CO ₂ センサー	測定範囲 0~20 %、精度 ± 1 %
O ₂ センサー	測定範囲 0~100 %、精度 ± 1 %
測定時間	CO ₂ 20秒以内、O ₂ 60秒以内



製品番号	製品名
G-100-10N	ガスアナライザー （本体、CO ₂ /O ₂ 測定用チューブ、充電器）
G-TP5	温度プローブ
G-PTFE	水分除去フィルター（10 個入り）

Particle Counter

空気清浄度モニター

培養環境の清浄度測定に

- ・1 分以内での測定結果取得
- ・高感度：0.3 μm の粒子の検出が可能
- ・3 時間のバッテリー駆動

仕様

センサー	レーザー式
閾値	0.3、0.5、5 μm (3ch)
校正	NIST 校正証明書
最大濃度	70 x 10 ⁶ 個 / m ³
流量	2.83 L / min
単位	個 / m ³
バッテリー	3 時間
データログ	10,000 測定値まで
データ出力	CSV 出力
外寸（幅 x 奥行 x 高）	11 x 20 x 7 cm
重量	680 g



製品番号	製品名
7-90-080	Particle Counter
7-90-083	ゼロカウントフィルター