

T45 / T47

保温プレート



コントロールユニット一体型

- 温度コントロールユニットが一体のため、設置場所が制限されません。
- 硬度の高いアルミを利用しているため、耐衝撃性を持ちます。
- 2サイズから選択可能です。

仕様

	36 x 29 cm (小)	47 x 46 cm (大)
製品番号	T45	T47
外形寸法 (幅 x 奥行 x 高)	356 x 282 x 62 mm	470 x 460 x 62 mm
保温エリア (幅 x 奥行)	282 x 220 mm	470 x 400 mm
重量	2.4 kg	5.2 kg
制御温度	室温 ~42 °C	室温 ~42 °C
温度精度	± 0.2 °C	± 0.2 °C
電源仕様	45 W、Max 1.6 A、50/60 Hz	45 W、Max 1.6 A、50/60 Hz

R65

ヒートトrolley



ヒートエリアを自由に持ち歩く

- テーブル表面を保温可能です。
- 引き出しがついています。

仕様

	ヒートトrolley
製品番号	R65
外形寸法 (幅 x 奥行 x 高)	664 x 581 x 777 mm
保温エリア (幅 x 奥行)	450 x 380 mm
重量	30 kg
制御温度	室温 ~49.9 °C
温度精度	± 0.2 °C
電源仕様	158 W、Max 1.6 A、0/60 Hz

*各種アルミブロックを併せてご使用ください (G73、G85 ページをご参照ください)