

# ScanFuge

## IVF 専用低速遠心機



ScanFuge Midi



ScanFuge Maxi

## IVF 専用遠心機

懸架できる検体数をあえて削ることで、小型化を実現しています。

- Midi, Maxi は低速制御に特化（最大 4,000rpm）
- サンプルへの非加熱設計
- オートアラーム搭載（Balance、Over-heat、Over-speed）
- チャンバー内のコーティングにより、清掃も容易



Midi アングローター



Maxi スイングローター

## 仕様

	Midi	Maxi
製品番号	7.607.514.801	7.617.514.802
外形寸法（幅 x 奥行 x 高）	296 x 412 x 206 mm	375 x 480 x 250 mm
重量（ローター除く）	17.5 kg	19.5 kg
付属ローター	6 x 15 mL（アングル）	8 x 15 mL（4 アームスイング） 4 x 50 mL（オプション）
Max. RPM	4,000 rpm	4,000 rpm
Max. RCF	2,075 x g	2,826 x g
プログラムメモリー	最大 10	最大 10
電源仕様	100 V、Max 1 A、50/60 Hz	100 V、Max 2.8 A、50/60 Hz