

# Biopsy Medium

## バイオプシー用メディウム



Embryo Biopsy



CooperSurgical®  
Fertility Solutions

# Biopsy Medium

## バイオプシー用メEDIUM

- ・ 分割期胚の割球生検用メEDIUM
- ・ Ready to useで使用可能
- ・ 割球生検用にカルシウムおよびマグネシウムイオンフリーの組成

製品番号	製品名	容量	フェノール レッド	有効期限*	血清	抗生物質	保存温度
1062 0010	Biopsy Medium	10 mL	－	37週間	＋	＋	2～8℃

※製造日より

### 培地組成

- ・ 炭酸水素ナトリウム
- ・ グルコース
- ・ アミノ酸
- ・ HEPES
- ・ ゲンタマイシン
- ・ HSA
- ・ SSR® (Synthetic Serum Replacement : 合成血清)

※SSR®はHSAを一部代替するために使用しています。

### 品質管理項目

- ・ 無菌テスト済み (Ph. Eur., USP)
- ・ 浸透圧テスト済み (Ph. Eur., USP)
- ・ pH テスト済み (Ph. Eur., USP)
- ・ エンドトキシンテスト済み :  $\leq 0.1$  EU/m (I Ph. Eur., USP)
- ・ マウスエンブリオアッセイ (MEA) 済み

本商品は薬機法の定めるところの「医薬品」「医薬部外品」及び「医療機器」ではありません。また、ヒト、動物の診断あるいは治療用として用いるものではありません。  
©2024 CooperSurgical Japan K.K. All Rights Reserved.

クーパーサージカル・ジャパン株式会社

〒231-0021

神奈川県横浜市中区日本大通11 横浜情報文化センター4F

Tel. 045-319-6826 Fax. 045-319-6581

E-mail: [toiawase@coopersurgical.com](mailto:toiawase@coopersurgical.com)

Web: <https://coopersurgicalfertility-jp.com/>



CooperSurgical®  
Fertility Solutions