

# Biopsy マイクロピペット



## 特 徴


- 極体用、分割期用、胚盤胞用と各ステージに合わせて、様々な先端デザインと内径を用意
- ピペット先端はポリッシュ加工済み

## 品質管理項目


- エンドトキシンテスト済み
- マウスエンブリオアッセイテスト済み

## 先 端

### ORIGIO バイオブシーマイクロピペット



### TPC バイオブシーマイクロピペット



		内径 (I.D.)	先端形状		
Polar Body (極体)		13 – 15 $\mu\text{m}$			
Blastomere (割球)		28 – 42 $\mu\text{m}$			
Trophectoderm (栄養外胚葉)		20 – 27 $\mu\text{m}$			

### Polar Body バイオプシーマイクロピペット

ブランド名	製品番号	バンドアングル	バンド長	内径 (I.D.)	先端形状
ORIGIO	MPB – BS – XX* スパイク付きタイプ	30°, 35°	0.5 mm	13 – 15 $\mu\text{m}$	先端の内径 (I.D.) 13 – 15 $\mu\text{m}$
ORIGIO	MPB – BP – XX* ベベル付きタイプ	30°, 35°	0.5 mm	13 – 15 $\mu\text{m}$	先端の内径 (I.D.) 13 – 15 $\mu\text{m}$
ORIGIO	MPB – FP – XX* フラットタイプ	20°, 30°, 35°	0.5 mm	13 – 15 $\mu\text{m}$	先端の内径 (I.D.) 13 – 15 $\mu\text{m}$

\*バンドアングルの数字が入ります

包装単位：10 本/ 箱

### Blastomere バイオプシーマイクロピペット

ブランド名	製品番号	バンドアングル	バンド長	内径 (I.D.)	先端形状
ORIGIO	MBB – BP – SM – XX* ベベル付きタイプ	20°, 25° 30°, 35°, 45°	0.5 mm	28 – 32 $\mu\text{m}$	先端の内径 (I.D.) 28 – 42 $\mu\text{m}$
ORIGIO	MBB – BP – M – XX* ベベル付きタイプ	0°, 20° 25°, 30°, 35°	0.5 mm	33 – 37 $\mu\text{m}$	先端の内径 (I.D.) 28 – 42 $\mu\text{m}$
ORIGIO	MBB – BP – L – XX* ベベル付きタイプ	0°, 30°, 35°	0.5 mm	38 – 42 $\mu\text{m}$	先端の内径 (I.D.) 28 – 42 $\mu\text{m}$
ORIGIO	MBB – FP – SM – XX* フラットタイプ	0°, 20°, 25° 30°, 35°, 45°	0.5 mm	28 – 32 $\mu\text{m}$	先端の内径 (I.D.) 28 – 42 $\mu\text{m}$
ORIGIO	MBB – FP – M – XX* フラットタイプ	0°, 20°, 25° 30°, 35°, 45°	0.5 mm	33 – 37 $\mu\text{m}$	先端の内径 (I.D.) 28 – 42 $\mu\text{m}$
ORIGIO	MBB – FP – L – XX* フラットタイプ	0°, 20° 25°, 30°, 35°	0.5 mm	38 – 42 $\mu\text{m}$	先端の内径 (I.D.) 28 – 42 $\mu\text{m}$

\*バンドアングルの数字が入ります

包装単位：10 本/ 箱

### Trophectoderm バイオプシーマイクロピペット

ブランド名	製品番号	バンドアングル	バンド長	内径 (I.D.)	先端形状
ORIGIO	MBBFPXXS – XX* S サイズ	25°, 30°, 35°	0.5 mm	約20 $\mu\text{m}$	先端の内径 (I.D.) 約20 $\mu\text{m}$
ORIGIO	MBBFPXS – XX* L サイズ	25°, 30°, 35°	0.5 mm	約25 $\mu\text{m}$	先端の内径 (I.D.) 約25 $\mu\text{m}$
TPC	LBC – OD27BA90	30°	1.0 mm	21 $\mu\text{m}$	先端の内径 (I.D.) 21 $\mu\text{m}$
TPC	LBC – OD30BA90	30°	1.0 mm	23 $\mu\text{m}$	先端の内径 (I.D.) 23 $\mu\text{m}$
TPC	LBC – OD35BA90	30°	1.0 mm	27 $\mu\text{m}$	先端の内径 (I.D.) 27 $\mu\text{m}$

\*バンドアングルの数字が入ります

包装単位：10 本/ 箱

本商品は薬機法の定めるところの「医薬品」「医薬部外品」及び「医療機器」ではありません。また、ヒト、動物の診断あるいは治療用として用いるものではありません。  
©2024 CooperSurgical Japan K.K. All Rights Reserved.

クーパーサージカル・ジャパン株式会社

〒231-0021

神奈川県横浜市中区日本大通11 横浜情報文化センター4F

Tel. 045-319-6826 Fax. 045-319-6581

E-mail: toiwase@coopersurgical.com

Web: <https://coopersurgicalfertility-jp.com/>



CooperSurgical®  
Fertility Solutions