


フラッシング、 卵子洗浄用メディアウム

Heparin 含有/非含有 から選択可能です。



Oocyte Retrieval



CooperSurgical®
Fertility Solutions

フラッシング、卵子洗浄用メディアウム

SynVitro® Flush (Heparin含有/非含有)

- Ready-to-use で使用可能
- Heparin 含有 (1576 0125のみ)
- ヒト血清アルブミン等の生物由来成分や抗生物質を非含有

Flushing Medium

- Ready-to-use で使用可能
- Heparin 含有

製品番号	製品名	容量	フェノールレッド	有効期限*	血清	抗生物質	保存温度
1576 0125	SynVitro® Flush	125 mL	—	26週間	—	—	2 ~ 8℃
1584 0125	SynVitro® Flush without Heparin	125 mL	—	26週間	—	—	2 ~ 8℃
1076 5060	Flushing Medium	5×60 mL	+	26週間	+	—	2 ~ 8℃
1076 0125	Flushing Medium	125 mL	+	26週間	+	—	2 ~ 8℃

※製造日より

培地組成

SynVitro® Flush

- 無機塩類
- グルコース
- ピルビン酸
- 炭酸水素ナトリウム
- HEPES
- Heparin (1576 0125のみ)
- SSR®* (Synthetic Serum Replacement : 合成血清)

Flushing Medium

- 無機塩類
- グルコース
- ピルビン酸
- 炭酸水素ナトリウム
- HEPES
- Heparin
- フェノールレッド
- HSA
- SSR®* (Synthetic Serum Replacement : 合成血清)

※SSR®はHSAを一部代替するために使用しています。

品質管理項目

- 無菌テスト済み(Ph. Eur., USP)
- 浸透圧テスト済み(Ph. Eur., USP)
- pH テスト済み(Ph. Eur., USP)
- エンドトキシンテスト済み : ≤ 0.2 EU/mL (Ph. Eur., USP)
- マウスエンブリオアッセイ(MEA) 済み

本商品は薬機法の手定めるところの「医薬品」「医薬部外品」及び「医療機器」ではありません。また、ヒト、動物の診断あるいは治療用として用いるものではありません。
©2024 CooperSurgical Japan K.K. All Rights Reserved.

コーパーサージカル・ジャパン株式会社

〒231-0021

神奈川県横浜市中央区日本大通11 横浜情報文化センター4F

Tel. 045-319-6826 Fax. 045-319-6581

E-mail: toiawase@coopersurgical.com

Web: <https://coopersurgicalfertility-jp.com/>



CooperSurgical®
Fertility Solutions