

Fortuna LAF

垂直気流式クリーンベンチ




Fortuna LAF (100 cm)


デザインと機能の調和

Fortuna LAFは、デザインと機能性が調和したモデル

- ・ 開口が大きい前面フード(開口固定式)
- ・ 手元にスリットが無く、フラット
- ・ 最小100 cmから最大190 cmまで、サイズ選択可能
- ・ 奥行きが686 mmとスリム
- ・ 動作音量46 dB以下
- ・ 空気清浄度Class100
- ・ 前面は作業性を重視し、10°傾斜



イメージ図と寸法



HEPAフィルターを通じて浄化された空気が、
チャンバー内の清浄状態を保持します(空気清浄度Class100)。



手元にスリットが無く、汚れ等を簡単にふき取り可能です。

仕様

	100 cm	130 cm	160 cm	190 cm
製品番号	WF1000	WF1300	WF1600	WF1900
外形寸法 (幅×奥行×高)	1030 x 686 x 2085 mm	1330 x 686 x 2085 mm	1640 x 686 x 2085 mm	1940 x 686 x 2085 mm
チャンバー内寸法 (幅×奥行×高)	950 x 570 x 650 mm	1250 x 570 x 650 mm	1550 x 570 x 650 mm	1850 x 570 x 650 mm
テーブル高さ	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
除振機構	—	—	—	—
チャンバー内電源口数	2	2	2	2
重量	100 kg	120 kg	150 kg	180 kg
電源仕様	100 V、Max 4 A、 50/60 Hz			