

# G85

## CO<sub>2</sub>ミニインキュベーター



### 場所を選ばずに設置可能

- ・ ICSI時の胚の一時保管用に
- ・ 2チャンバー/4ディッシュ保管
- ・ 各種専用ディッシュ用アルミブロックを用意

### 仕様

	CO <sub>2</sub> ミニインキュベーター
製品番号	G85
外形寸法 (幅 x 奥行 x 高)	267 x 340 x 95 mm
重量	5.4 kg
制御温度	室温 ~ 42 °C
温度精度	± 0.2 °C
ガス	混合ガス (2~29 L/ 時間)
電源仕様	120 W、Max 1.6 A、50/60 Hz

	チャンバー用アルミブロック
B24	Falcon センターウェルディッシュ
B25	60 mm ディッシュ
B26	Falcon 4 ウェルディッシュ
B28	Nunc 4 ウェルディッシュ