

Gas Analyzer

ガスアナライザー



軽量なので片手で持てる ハンディタイプの校正対応CO₂/O₂ガスアナライザー

- ・ユーザーキャリブレーション機能
- ・温度プローブ(別売)を追加することで温度測定も可能

仕様

製品番号	G-100-10N
外形寸法 (幅 x 奥行 x 高)	100 x 55 x 165 mm
重量	495 g
CO ₂ センサー	測定範囲 0~20 %、精度 ± 1 %
O ₂ センサー	測定範囲 0~100 %、精度 ± 1 %
測定時間	CO ₂ 20 秒以内、O ₂ 60 秒以内

製品番号	製品名
G-100-10N	ガスアナライザー (本体、CO ₂ /O ₂ 測定用チューブ、 充電器)
G-TP5	温度プローブ
G-PTFE	水分除去フィルター (10 個入り)