

# ORIGIO<sup>®</sup> Handling<sup>™</sup>

HEPES & MOPS 含有ハンドリングメディア  
培養器外でも配偶子や受精卵に適した環境を保ちます



Andrology

Oocyte Retrieval

Fertilization

Embryo Biopsy



CooperSurgical<sup>®</sup>  
Fertility Solutions

# ORIGIO® Handling™

- HEPES とMOPS の添加で、培養器外で至適化されたpH を維持
- 非必須アミノ酸の添加によるストレスの軽減
- 複数のART プロセスに適用可能
- ORIGIO® Sequential Fert™ の組成をベースに開発
- HSA: 5 mg/mL

製品番号	製品名	容量	フェノール レッド	有効期限※	血清	抗生物質	保存温度
8310 0060	ORIGIO® Handling™	60 mL	—	26週間	+	+	2 ~ 8°C
8310 0125	ORIGIO® Handling™	125 mL	—	26週間	+	+	2 ~ 8°C
8311 0060	ORIGIO® Handling™	60 mL	+	26週間	+	+	2 ~ 8°C
8311 0125	ORIGIO® Handling™	125 mL	+	26週間	+	+	2 ~ 8°C

※製造日より

## 培地組成

- 無機塩類
- クエン酸
- グルコース
- 乳酸カルシウム
- ピルビン酸
- アミノ酸
- タウリン
- ビタミン
- EDTA
- ゲンタマイシン
- HSA
- フェノールレッド  
(製品番号83100060 と83100125 を除く)
- HEPES
- MOPS

## 品質管理項目

- 浸透圧テスト済み
- pH テスト済み
- エンドトキシンテスト済み：≤ 0.15 EU/mL
- マウスエンブリオアッセイ(MEA) 済み

本商品は薬機法の定めるところの「医薬品」「医薬部外品」及び「医療機器」ではありません。また、ヒト、動物の診断あるいは治療用として用いるものではありません。  
©2024 CooperSurgical Japan K.K. All Rights Reserved.

クーパーサージカル・ジャパン株式会社

〒231-0021

神奈川県横浜市中区日本大通11 横浜情報文化センター4F

Tel. 045-319-6826 Fax. 045-319-6581

E-mail: [toiawase@coopersurgical.com](mailto:toiawase@coopersurgical.com)

Web: <https://coopersurgicalfertility-jp.com/>



CooperSurgical®  
Fertility Solutions