


# Holding マイクロピペット



Fertilization

Embryo Biopsy



CooperSurgical®  
Fertility Solutions

## ORIGIO Holding マイクロピペット




### 特 徴

- ・ピペット先端の内径に対する外径比が他社と比べ大きいため、微細なコントロールが可能
- ・卵子や胚のステージにあわせて4種類の外径サイズを用意

### 品質管理項目

- ・エンドキシンテスト済み
- ・マウスエンブリオアッセイテスト済み

### 先 端




バンド長およびバンドアングルは製品によって異なりますので、下記の製品仕様でご確認ください。

ブランド名	製品番号	バンドアングル	バンド長	内径(I.D.)	外径(O.D.)	先端形状
ORIGIO	MPH-SM-XX*	0°, 15°, 20°, 25° 30°, 35°, 45°	0.5 mm	15 - 20 μm	65 - 95 μm	
ORIGIO	MPH-MED-XX*	0°, 15°, 20°, 25° 30°, 35°, 40°, 45°	0.5 mm	15 - 20 μm	95 - 120 μm	
ORIGIO	MPH-LG-XX*	0°, 15°, 20°, 25° 30°, 35°	0.5 mm	25 - 30 μm	120 - 150 μm	
ORIGIO	MPH-XLG-XX*	0°, 25°, 30°, 35°	0.5 mm	25 - 30 μm	150 - 180 μm	

\*バンドアングルの数字が入ります

包装単位: 10本/箱

## TPC Holding マイクロピペット




### 特 徴

- ・卵子もしくは胚をホールドしやすい形状

### 品質管理項目

- ・エンドキシンテスト済み
- ・マウスエンブリオアッセイテスト済み

### 先 端



バンド長およびバンドアングルは製品によって異なりますので、下記の製品仕様でご確認ください。

ブランド名	製品番号	バンドアングル	バンド長	内径(I.D.)	外径(O.D.)	先端形状
TPC	LHC-ID15	30°	1 mm	15 μm	120 μm	
TPC	LHS	30°	1 mm	25 μm	120 μm	

包装単位: 10本/箱

本商品は薬機法の定めるところの「医薬品」「医薬部外品」及び「医療機器」ではありません。また、ヒト、動物の診断あるいは治療用として用いるものではありません。  
©2024 CooperSurgical Japan K.K. All Rights Reserved.

コーパーサージカル・ジャパン株式会社

〒231-0021

神奈川県横浜市中区日本大通11 横浜情報文化センター4F

Tel. 045-319-6826 Fax. 045-319-6581

E-mail: toiwase@coopersurgical.com

Web: <https://coopersurgicalfertility-jp.com/>



CooperSurgical®  
Fertility Solutions