

ICSI マイクロピペット

ORIGIO® ICSI マイクロピペット



特徴


- 通常のインジェクションピペットと比べて先端を細長くデザイン (MIC - SLM - XX* *バンドアングル)
- 硬質ガラスを使用しており、内壁に精子や細胞が附着しにくい
- 卵細胞膜への穿刺部分を抑え、ICSI 後の変性を低減^{*1}
- 多様なニーズに対応可能な製品をラインナップ

品質管理項目

- エンドトキシンテスト済み
- マウスエンブリオアッセイテスト済み

^{*1} Terriou et al., Comparison of ICSI results obtained using a needle with a special slim profile to reduce lysis of the oocyte (Slimline, ORIGIO), Institut de Médecine de la Reproduction in Marseille, France, 2014

先端



バンド長およびバンドアングルは製品によって異なりますので、下記の製品仕様でご確認ください。

ブランド名	製品番号	バンドアングル	バンド長	ベベル長	内径 (I.D.)	先端形状
ORIGIO	MIC - 35 - XX*	0°, 20°, 25° 30°, 35°, 45°	0.5 mm	11 - 12 μm	5.0 - 5.7 μm	先端の内径 (I.D.) 5.0 - 5.7 μm ベベル長 11 - 12 μm
ORIGIO	MIC - SI - XX*	0°, 15°, 20°, 25° 30°, 35°, 45°	0.5 mm	10 - 11 μm	5.0 - 5.7 μm	先端の内径 (I.D.) 5.0 - 5.7 μm ベベル長 10 - 11 μm
ORIGIO	MIC - 50 - XX*	0°, 15°, 20°, 25° 30°, 35°, 40°, 45°	0.5 mm	8 - 10 μm	5.0 - 5.7 μm	先端の内径 (I.D.) 5.0 - 5.7 μm ベベル長 8 - 10 μm
ORIGIO	MIC - 8 - XX*	20°, 25°, 30°, 35°	0.5 mm	8 - 10 μm	6.2 - 7.0 μm	先端の内径 (I.D.) 6.2 - 7.0 μm ベベル長 8 - 10 μm
ORIGIO	MIC - 9 - XX*	20°, 25°, 30°, 35°	0.5 mm	9 - 11 μm	6.6 - 7.9 μm	先端の内径 (I.D.) 6.6 - 7.9 μm ベベル長 9 - 11 μm
ORIGIO	MICCO42 - 30 - B1.0	30°	1.0 mm	8.5 - 10 μm	4.0 - 4.5 μm	先端の内径 (I.D.) 4.0 - 4.5 μm ベベル長 8.5 - 10 μm
ORIGIO	MIC - SLM - XX*	0°, 15°, 20°, 25° 30°, 35°, 40°, 45°	0.5 mm	10 - 12 μm	4.3 - 4.9 μm	先端の内径 (I.D.) 4.3 - 4.9 μm ベベル長 10 - 12 μm


*バンドアングルの数字が入ります

包装単位：10本/箱



CooperSurgical®
Fertility Solutions

TPC™ ICSI マイクロピペット




特 徴

- ・ Sharp-Blunt スパイク™ で透明帯の穿刺に適した形状
- ・ 長く平行に細い先端形状で、微細なコントロールが可能
- ・ 精子の吸引に適した内径4 μmの細い先端 (LICR-ID4TA30、LICR-ID4)

品質管理項目

- ・ エンドキシントテスト済み
- ・ マウスエンブリオアッセイテスト済み

先 端



ベンド長は製品によって異なりますので、下記の製品仕様でご確認ください。

ブランド名	製品番号	ベンドアングル	ベンド長	ベベル長	内径(I.D.)	外径(O.D.)	先端形状
TPC	LISR	30°	1 mm	—	5 μm	6.5 μm	内径(I.D.) 5 μm 外径(O.D.) 6.5 μm
TPC	LICR - TL0.5	30°	0.5 mm	—	5 μm	6.5 μm	内径(I.D.) 5 μm 外径(O.D.) 6.5 μm
TPC	LICR - ID4TA30	30°	0.6 mm	—	4 μm	5 μm	内径(I.D.) 4 μm 外径(O.D.) 5.0 μm
TPC	LICR - ID4	30°	1 mm	—	4 μm	5 μm	内径(I.D.) 4 μm 外径(O.D.) 5.0 μm
TPC	LICR - OD10	30°	1 mm	—	8 μm	10 μm	内径(I.D.) 8 μm 外径(O.D.) 10 μm

包装単位：10本/箱

本商品は薬機法の定めるところの「医薬品」「医薬部外品」及び「医療機器」ではありません。また、ヒト、動物の診断あるいは治療用として用いるものではありません。
©2024 CooperSurgical Japan K.K. All Rights Reserved.

クーパーサージカル・ジャパン株式会社

〒231-0021

神奈川県横浜市中区日本大通11 横浜情報文化センター4F

Tel. 045-319-6826 Fax. 045-319-6581

E-mail: toiawase@coopersurgical.com

Web: <https://coopersurgicalfertility-jp.com/>



CooperSurgical®
Fertility Solutions