

IVF Thermometer

IVF 用電子温度計



様々な場所の温度測定に

- ・ マイクロプローブでコンベンショナル型及びベンチトップ型インキュベーター内での培養液ドロップや、ステージ表面等の測定が可能
- ・ IVFで用いられる範囲の温度帯で校正済み
- ・ オプションで -200 °Cまで測定できるプローブを用意
- ・ 500時間のバッテリー駆動

仕様

精度	± 0.2 °C
校正温度	5 °C、37 °C、45 °C
バッテリー	500 時間
重量	250 g
外寸 (幅 x 奥行 x 高)	15.5 x 6.7 x 4.0 cm

製品番号	製品名
7-90-000	IVF Thermometer 本体 プローブ、ホルダー付き
7-90-001	スペアプローブ (不校正)
7-90-011	プローブ 0 ~ -200 °C (校正不要)