

Quinn's Advantage™ Medium with HEPES

HEPES含有ハンドリングメディアウム



Andrology

Oocyte Retrieval

Fertilization

Embryo Biopsy



CooperSurgical®
Fertility Solutions

Quinn's Advantage™ Medium with HEPES HEPES含有ハンドリングメディアウム

- 採卵、精子調整や胚操作のプロセスにおいて培養器外での操作を可能にするHEPES含有メディアウム
- Quinn's Advantage™ Fertilization Mediumに HEPESを含有

製品番号	製品名	容量	フェノール レッド	有効期限*	血清	抗生物質	保存温度
ART-1023	Quinn's Advantage™ Medium with HEPES	100 mL	+	12 ヶ月	-	+	2 ~ 8°C ※製造日より

培地組成

- 無機塩類
- 炭酸水素ナトリウム
- グルコース
- ピルビン酸
- 乳酸カルシウム
- アミノ酸
- タウリン
- クエン酸
- EDTA
- HEPES
- ゲンタマイシン
- フェノールレッド

品質管理項目

- 無菌テスト済み (Ph. Eur., USP)
- 浸透圧テスト済み
- pH テスト済み
- エンドトキシンテスト済み
- マウスエンブリオアッセイ (MEA) 済み
- ゲンタマイシン測定済み

本商品は薬機法の定めるところの「医薬品」「医薬部外品」及び「医療機器」ではありません。また、ヒト、動物の診断あるいは治療用として用いるものではありません。
©2024 CooperSurgical Japan K.K. All Rights Reserved.

クーパーサージカル・ジャパン株式会社

〒231-0021

神奈川県横浜市中区日本大通11 横浜情報文化センター4F

Tel. 045-319-6826 Fax. 045-319-6581

E-mail: toiawase@coopersurgical.com

Web: <https://coopersurgicalfertility-jp.com/>



CooperSurgical®
Fertility Solutions