

Quinn's Advantage™ Serum Protein Substitute (SPS) 代替ヒト血清



Andrology

Oocyte Retrieval

Fertilization

Culture

Embryo Biopsy

Cryopreservation

Transfer



CooperSurgical®
Fertility Solutions

Quinn's Advantage™ Serum Protein Substitute(SPS) 代替ヒト血清

- ・ 胚の成長及び促進作用があるアルブミンや α -グロブリン、 β -グロブリンが主成分の代替ヒト血清

製品番号	製品名	容量	フェノール レッド	有効期限*	血清	抗生物質	保存温度
ART-3010	Quinn's Advantage™ Serum Protein Substitute(SPS)	12 mL × 12	－	24 ヶ月	＋	－	2 ～ 8℃
ART-3011	Quinn's Advantage™ Serum Protein Substitute(SPS)	100 mL	－	24 ヶ月	＋	－	2 ～ 8℃

※製造日より

培地組成

- ・ 生理的食塩水
- ・ HSA
- ・ α -グロブリン
- ・ β -グロブリン

品質管理項目

- ・ 無菌テスト済み (Ph. Eur., USP)
- ・ pH テスト済み (Ph. Eur., USP)
- ・ 浸透圧テスト済み (Ph. Eur., USP)
- ・ エンドトキシンテスト済み
- ・ マウスエンブリオアッセイ (MEA) 済み
- ・ ウイルスチェック済み (HIV-1, HIV-2, HCV, HBV)

本商品は薬機法の定めるところの「医薬品」「医薬部外品」及び「医療機器」ではありません。また、ヒト、動物の診断あるいは治療用として用いるものではありません。
©2024 CooperSurgical Japan K.K. All Rights Reserved.

クーパーサージカル・ジャパン株式会社

〒231-0021

神奈川県横浜市中区日本大通11 横浜情報文化センター4F

Tel. 045-319-6826 Fax. 045-319-6581

E-mail: toiawase@coopersurgical.com

Web: <https://coopersurgicalfertility-jp.com/>



CooperSurgical®
Fertility Solutions