

# 精子凍結用メディアウム

HEPES含有の精子の凍結保存用のready to useのメディアウム



# 精子凍結用メディアウム

## Sperm Freezing Medium

- 耐凍剤としてグリセロールとシュクロースを使用

## CryoSperm™

- HSA、タンパク質フリーで動物由来成分非含有
- 耐凍剤としてグリセロールとラフィノースを使用

## Quinn's Advantage™ Sperm Freezing Medium

- 耐凍剤としてグリセロールとシュクロースを使用

製品番号	製品名	容量	フェノール レッド	有効期限*	血清	抗生物質	保存温度
1067 0010	Sperm Freezing Medium	10 mL	—	17週間	+	+	2 ~ 8°C
1101 0010	CryoSperm™	10 mL	—	30週間	—	+	2 ~ 8°C
ART-8022	Quinn's Advantage™ Sperm Freezing Medium	12 mL × 6	+	1年間	+	+	2 ~ 8°C

※製造日より

### 培地組成

#### Sperm Freezing Medium

- 無機塩類
- 炭酸水素ナトリウム
- グルコース
- 乳酸ナトリウム
- グリセロール
- シュクロース
- HEPES
- アミノ酸
- ゲンタマイシン
- HSA
- SSR®\* (Synthetic Serum Replacement : 合成血清)

#### CryoSperm™

- 無機塩類
- 炭酸水素ナトリウム
- グルコース
- ピルビン酸
- 乳酸ナトリウム
- グリセロール
- ラフィノース
- HEPES
- アミノ酸
- ゲンタマイシン
- タウリン

#### Quinn's Advantage™ Sperm Freezing Medium

- 無機塩類
- 炭酸水素ナトリウム
- グルコース
- ピルビン酸
- 乳酸ナトリウム
- グリセロール
- シュクロース
- HEPES
- グルタミン
- EDTA
- ゲンタマイシン
- フェノールレッド
- HSA

※SSR®はHSAを一部代替するために使用しています。

### 品質管理項目

- 無菌テスト済み(Ph. Eur., USP)
- pH テスト済み(Ph. Eur., USP)
- エンドトキシンテスト済み：≤ 0.1 EU/mL ( Ph. Eur., USP)
- 精子サバイバルテスト済み

本商品は薬機法の定めるところの「医薬品」「医薬部外品」及び「医療機器」ではありません。また、ヒト、動物の診断あるいは治療用として用いるものではありません。  
©2024 CooperSurgical Japan K.K. All Rights Reserved.

#### コーパーサージカル・ジャパン株式会社

〒231-0021  
神奈川県横浜市中区日本大通11 横浜情報文化センター4F  
Tel. 045-319-6826 Fax. 045-319-6581  
E-mail: [toiawase@coopersurgical.com](mailto:toiawase@coopersurgical.com)  
Web: <https://coopersurgicalfertility-jp.com/>



CooperSurgical®  
Fertility Solutions