

TW37

Arelo社 チューブウォーマー



温度保持性の高いアルミ筐体を採用 サンプルを保温します

- ・ 14 mLのチューブが14本保温可能
- ・ 両脇のアクリルが取り外し可能
- ・ LCD ディスプレイ上で温度確認可能
- ・ 0.1 °C単位での温度設定が可能 (精度 ± 0.2 °C)
- ・ バッテリータイプは、給電なしで最大 50 分駆動

仕様

製品番号	製品名	製品詳細
TW37	チューブウォーマー	120 × 174 × 54 mm / 1.5 kg / 100 V 1.5 A 50/60 Hz
TW37-Battery	チューブウォーマー(バッテリータイプ)	120 × 230 × 54 mm / 1.7 kg / 100 V 1.5 A 50/60 Hz