

UTM™

ヒアルロン酸含有 胚移植用メディウム



CooperSurgical®
Fertility Solutions

Transfer

UTM™

ヒアルロン酸含有 胚移植用メディウム

- UTM™ (ユーティーエム) は、ヒアルロン酸を含有している胚移植用のready-to-useメディウムです。
- ヒアルロン酸は、着床時に受精卵の表面と子宮内膜表面のヒアルロン酸受容体を結びつける役割を持っています。

製品番号	製品名	容量	フェノール レッド	有効期限*	血清	抗生物質	保存温度
1052 0010	UTM™	10 mL	+	26週間	+	+	2 ~ 8℃
1152 0010	UTM™	10 mL	-	26週間	+	+	2 ~ 8℃

※製造日より

培地組成

- HSA
- ヒアルロン酸
- 無機塩類
- グルコース
- ピルビン酸
- アミノ酸
- ビタミン
- インシュリン
- コレステロール
- 炭酸水素ナトリウム
- ゲンタマイシン
- フェノールレッド (10520010のみ)
- 乳酸カルシウム
- 有機化合物

品質管理項目

- 無菌テスト済み(Ph. Eur., USP)
- 浸透圧テスト済み(Ph. Eur., USP)
- pH テスト済み(Ph. Eur., USP)
- エンドトキシンテスト済み：< 0.1 EU/ml (Ph. Eur., USP)
- マウスエンブリオアッセイ(MEA) 済み

本商品は薬機法の定めるところの「医薬品」「医薬部外品」及び「医療機器」ではありません。また、ヒト、動物の診断あるいは治療用として用いるものではありません。
©2024 CooperSurgical Japan K.K. All Rights Reserved.

クーパーサージカル・ジャパン株式会社

〒231-0021

神奈川県横浜市中区日本大通11 横浜情報文化センター4F

Tel. 045-319-6826 Fax. 045-319-6581

E-mail: toiawase@coopersurgical.com

Web: <https://coopersurgicalfertility-jp.com/>



CooperSurgical®
Fertility Solutions