



ザイモート

ZyMōt™

スpermセパレーター



Near-zero DNA fragmentation. No centrifugation.

ZyMōtスpermセパレーターは、精子に損傷を与えるとされる化学物質や密度勾配遠心法を使うことなく、運動性の高い精子の抽出を可能にします。

convenience

サンプル調整不要

遠心分離不要

導入が簡単で使い方もシンプル

高価な機械不要

outcome

ROSの産生とDNA断片化の
リスクが低い

運動性を元にした精子選別

遠心分離や攪拌といった
精子にダメージを与える手技を排除する



カタログ No.	商品名	入数
ZMH0850	ZyMōt™ Multi 850µL スpermセパレーター	10個入
ZMH3000	ZyMōt™ Multi 3mL スpermセパレーター	




CooperSurgical®
Fertility Solutions

TOKIBO
CO., LTD.

ZyMöt™ スパームセパレーター

vs.

密度勾配遠心法 (DGC)



遠心分離を行わないことで、ROS発生のリスクを減らし、DNA断片化を防ぐことができます。

ZyMöt スパームセパレーターは作業時間を短縮することができ、ヒューマンエラーの機会を減らします。特別な準備を必要とせずに精子選別の標準化を行うことができます。ため、手技者間のばらつきが軽減されます。



ZyMötスパームセパレーターはARTに用いる運動性の高い精子を選別することが期待されます。

注意：取扱説明書に従った正しい使い方をしてください。改良のため予告なく仕様を変更することがありますのでご了承ください。本書の内容を無断転載することはできません。
このカタログは、2024年11月現在のものです。



CooperSurgical®
Fertility Solutions

【輸入元および販売元】

クーパーサージカル・ジャパン株式会社
〒231-0021
神奈川県横浜市中区日本大通 11 横浜情報文化センター 4F

Tel. 045-319-6826 Fax. 045-319-6581
E-mail: toiawase@coopersurgical.com
Web: <https://coopersurgicalfertility-jp.com/>

**ALWAYS
AT THE
PATIENT'S SIDE**
♥
いつも患者さんのそばに

【販売元】



TOKIBO
CO., LTD.
株式会社 東機質

<http://www.tokibo.co.jp>

特約店さまによる製品のご注文、在庫のご確認、納期・発送に関するお問い合わせ先 受注センター tel.0120-956-629 (fax.648)

ご注文以外のお問い合わせ先 (使用方法、修理・メンテナンス...etc.)

【東京エリア】 本社営業部 tel.03-5762-7312 (fax.7313)

〒140-0002
東京都品川区東品川2-3-14 東京フロントテラス 3階

【各拠点】 札幌営業所 tel.011-789-6350 (fax.6351)
仙台営業所 tel.022-782-3216 (fax.3226)
名古屋営業所 tel.052-800-0073 (fax.0079)
大阪営業所 tel.078-854-6027 (fax.6028)
福岡営業所 tel.092-271-4695 (fax.4669)