

pH Meter 3

pH 測定モニター



培養液のpHモニタリングに

- ・ハンディタイプで持ち運びが可能
- ・フラットケーブルでコンベンショナル型、ベンチトップ型インキュベーター両方に対応
- ・8時間のバッテリー駆動

仕様

pH 精度	± 0.02 pH
pH 校正	室温 2 点、37 °C 1 点校正
校正液	pH 7、pH 10
温度精度	± 0.5 °C
環境対応	IP65 (防塵防水)
バッテリー	8 時間
ログ	2GB 内部メモリ搭載
エクスポート	PC エクスポート機能
外寸 (幅 x 奥行 x 高)	8 x 16 x 3.6 cm

製品番号	製品名
7-90-101-3	pHメーター ver.3.0 プロブキット
7-90-120	校正/メンテナンスパック
7-90-118	プローブメンテナンスパック
7-90-111	校正液 pH10.0 50 ml x10
7-90-113	校正液 pH7.0 50 ml x10
7-90-115	校正液 pH4.0 50 ml x10
7-90-117	塩化カリウム 50 ml x10