


G603

培養チャンバー型クリーンベンチ



胚操作を最小限のストレスで

- ・ ガスミキサー搭載 (CO₂ / N₂ガス)
- ・ K-SYSTEMS製培養器と同じガス供給機構
- ・ 電動で高さ調整機能 (75 ~ 115 cm)

培養チャンバー型クリーンベンチ

製品番号	G603
外形寸法(幅x奥行x高)	946 x 817 x 1720 mm
作業エリア寸法(幅x奥行)	940 x 500 mm
テーブル高	750 ~ 1150 mm
重量	300 kg
電源仕様	483 W、115 VAC、50/60 Hz
CO ₂ / O ₂	CO ₂ : 2 ~ 10 %、O ₂ : 2 ~ 20 %
光源	ハロゲン / LED