

G73

ブロックウォーマー



各種容器の保温に

- ・アルミブロックを変えることで各種容器の保温に対応
- ・デジタルディスプレイ搭載

ブロックウォーマー

製品番号	G73
外形寸法(幅x奥行x高)	200 x 178 x 95 mm
重量	1.66 kg
制御温度	35 ~ 49.9 °C
温度精度	± 0.2 °C
電源仕様	25 W、1.6 A Max、50/60 Hz

チャンバー用アルミブロック

B01	円形 17 mm φx7、Falcon 352001
B03	円形 12 mm φx12、Falcon 352003
B04	円形 25 mL x 4、23.5 mm φ
B06	長方形 12 mm φx12、Falcon 352003
B08	長方形 17 mm φx10、Falcon 352001
B41	長方形 60mLボトル x 2