

G85

CO₂ ミニインキュベーター



場所を選ばずに設置可能

- ICSI時の胚の一時保管用に
- 2チャンバー / 4ディッシュ保管
- 各種専用ディッシュ用アルミブロックを用意

CO₂ ミニインキュベーター

製品番号	G85
外形寸法(幅x奥行x高)	267 x 340 x 95 mm
重量	5.4 kg
制御温度	室温 ~ 42 °C
温度精度	± 0.2 °C
ガス	混合ガス (2 ~ 29 L/時間)
電源仕様	120 W、1.6 A Max、50/60 Hz

チャンバー用アルミブロック

B24	Falcon センターウェルディッシュ
B25	60mm ディッシュ
B26	Falcon 4ウェルディッシュ
B28	Nunc 4ウェルディッシュ