


Makler Spermienzählkammer

für die schnelle Spermienanalyse



- schnelle und einfache Ergebnisse - kein Verdünnen, kein Umrechnen notwendig
- optimale Tiefe von 10 µm garantiert gleichmäßige Verteilung der Spermien
- integriertes Raster im Deckglas
- wiederverwendbar, Kalibrierung überflüssig
- höchste Genauigkeit - qualitätsgeprüft im Laserstrahl

Bestellinformationen

Makler Spermienzählkammern	Artikelnummer
Maklerkammer mit Deckglas im Holzkasten	10001
Ersatzdeckglas, graduiert, für 10001	10002
Maklerkammer für Inversmikroskope, mit Deckglas im Holzkasten	10021
Ersatzdeckglas für 10021	10022
Halterung grau für Maklerkammer	10006

