

HT37

電動昇降式保温トロリー



保温スペースをどこにでも
天板全体が設定温度に保持されます。

- ・電動式で使いやすい高さ調節機構(750～1050mm)
- ・PID制御による精密な温度制御機構($37\pm0.2^{\circ}\text{C}$)
- ・アルマイト処理済みアルミを採用
- ・キャスターが付いているため、移動が簡単

製品番号	HT37
外形寸法 (横幅×奥行×高さ)	700 x 600 x 750～1050mm
重量	50kg
電源仕様	100V、Max 4A、50/60Hz