



ICSI Micropipets

ICSIマイクロピペット




海外での許認可取得状況

- ・ CE マーク (CE 0086 取得)
- ・ FDA 認可取得
- ・ カナダでの医療機器認可取得
- ・ オーストラリアでの医療機器認可取得


品質管理項目

- ・ エンドトキシンテスト済み
- ・ マウスエンブリオアッセイテスト済み

全 長




先 端



誰もが穿刺しやすいスパイクが特長の ICSIピペット

- ・ 一般のガラスに比べて硬質なガラスを使用しており、内壁に精子や細胞が付着しにくい
- ・ 内径とベベル長にあわせて6種類のタイプを用意
- ・ 多様なニーズに対応可能な製品をラインナップ

【先端の形状の種類】



ICSIマイクロピペット MIC - 6シリーズ (10本/箱)

製品番号	ベンドアングル	ベンド長	ベベル長	先端の内径 (I.D.)
MIC - 6 - ベンドアングル	0°、15°、20°、25° 30°、35°、40°、45°	0.5mm*	10 - 11μm	4.3 - 4.9μm

MIC - 6 - XX



ICSIマイクロピペット MIC - 35シリーズ (10本/箱)

製品番号	ベンドアングル	ベンド長	ベベル長	先端の内径 (I.D.)
MIC - 35 - ベンドアングル	0°、15°、20°、25° 30°、35°、40°、45°	0.5mm*	11 - 12μm	5.0 - 5.7μm

MIC - 35 - XX



ICSIマイクロピペット MIC - SIシリーズ (10本/箱)

製品番号	ベンドアングル	ベンド長	ベベル長	先端の内径 (I.D.)
MIC - SI - ベンドアングル	0°、15°、20°、25° 30°、35°、40°、45°	0.5mm*	10 - 11μm	5.0 - 5.7μm


MIC - SI - XX



ICSIマイクロピペット MIC - 50シリーズ (10本/箱)

製品番号	ベンドアングル	ベンド長	ベベル長	先端の内径 (I.D.)
MIC - 50 - ベンドアングル	0°、15°、20°、25° 30°、35°、40°、45°	0.5mm*	8 - 10μm	5.0 - 5.7μm

MIC - 50 - XX



ICSIマイクロピペット MIC - 8シリーズ (10本/箱)

製品番号	ベンドアングル	ベンド長	ベベル長	先端の内径 (I.D.)
MIC - 8 - ベンドアングル	0°、15°、20°、25° 30°、35°、40°、45°	0.5mm*	8 - 10μm	6.2 - 7.0μm


MIC - 8 - XX



ICSIマイクロピペット MIC - 9シリーズ (10本/箱)

製品番号	ベンドアングル	ベンド長	ベベル長	先端の内径 (I.D.)
MIC - 9 - ベンドアングル	0°、15°、20°、25° 30°、35°、40°、45°	0.5mm*	9 - 11μm	6.6 - 7.9μm

MIC - 9 - XX



*ベンド長の変更が可能です。