



IVF Thermometer

IVF用電子温度計



様々な場所の温度測定に

- ・ マイクロプローブで培養液ドロップや、ステージ表面等の測定が可能
- ・ IVFで用いられる範囲の温度帯で校正済み
- ・ オプションで-200℃まで測定できるプローブを用意
- ・ 500時間のバッテリー駆動

仕様		品番	製品名	標準価格*
精度	±0.2℃	7-90-000	IVF Thermometer 本体 プローブ、ホルダー付き	¥ 150,000
校正温度	5℃、37℃、45℃	7-90-001	スベアプローブ（不校正）	¥ 40,000
バッテリー	500時間	7-90-011	プローブ 0 ~ -200℃（校正不要）	¥ 49,000
重量	250g			
外寸 (W x H x D)	15.5 x 6.7 x 4.0 cm			

*価格は税抜です