# RI Witness™

患者様の大切な命の源を見守ります。







IVF 施設の取り違え防止への取り組みを気にするのは当然のことです。

#### RI Witness™について

RI Witness™は、体外受精の治療中に起こりうる人 為的ミスを未然に防止するために開発されました。 RI Witness™は RFID タグを使用し、クリニックで の作業を常にモニタリングしています。間違った 胚や配偶子を扱ってしまうような取り間違え事故 を未然に防ぎます。自動化されたシステムなの で、医療従事者の負担を増やしません。

そのぶん医療従事者は患者様の胚や配偶子に集中 することが可能になります。

#### 患者様の大切な胚や配偶子を 守るということ

RI Witness™ を導入しているクリニックでは、 様々な方法で患者様の胚や配偶子を管理しています。 クリニックは RI Witness™ の導入で、安全管理に 求められる基準以上に、取り違え防止体制を整備 しているということができます。

クリニックにとって患者様の胚や配偶子の取り違え防止は最優先です。RI Witness™の導入は、取り違え防止を最優先にしている証です。



### RI Witness™の仕組み



RI Witness™ は体外受精の最初から最後までの全過程で、患者様の胚や配偶子を見守ります。

#### RFID タグ(ICタグ)を用いた 取り違え防止システム

RI Witness™は、ICチップが埋め込まれたRFIDで「誰が何を、どこで、いつ行ったか」を管理できるシステムです。 クリニックが万が一、他の患者様の胚や配偶子が作業エリアに持ち込まれると事前に警告を発し、胚や配偶子の取り違え等を防ぎます。

#### 優れた RFID 技術

バーコードは、一つ一つバーコードスキャナーで読み取る必要があります。読み取りを忘れても作業は継続できるため、後に取り間違い等に気づくケースがあります。

一方、RFID は RFID タグを直接読み込む 必要はなく、作業エリアで自動的に認知さ れますので、スキャンし忘れということが 発生しません。

## RI Witness™は命の源を見守る 取り違え防止システムとして 世界中で利用されています。



本製品の特徴をもっと知りたい方は、 下記のページをこ覧ください。

https://coopersurgicalfertility-jp.com/

	 -	

©2024 CooperSurgical Japan K.K. All Rights Reserved.

クーパーサージカル・ジャパン株式会社

**T231-0021** 

神奈川県横浜市中区日本大通11 横浜情報文化センター4F

Tel. 045-319-6826 Fax. 045-319-6581 E-mail: toiawase@coopersurgical.com

Web: https://coopersurgicalfertility-jp.com/

