



ICSI Micropipets

ICSIマイクロピペット



日本市場に特化した薄肉ガラスキャピラリを使用したマイクロピペット

ICSIマイクロピペット (10本/箱)

製品番号	バンドアングル	バンド長	ベベル長	先端の内径 (I.D.)
MICC042-30-B1.0	30°	1.0 mm	8.5-10 μ m	4.0-4.5 μ m

*本製品は薬機法の定めるところの「医療機器」ではありません。また、ヒト・動物の診断あるいは治療用として用いるものではありません。

©2018 ORIGIO Japan Ltd. All Rights Reserved.


海外での許認可取得状況

- ・ CEマーク (CE0086) 取得
- ・ FDA認可取得
- ・ カナダでの医療機器認可取得
- ・ オーストラリアでの医療機器認可取得


品質管理項目

- ・ エンドトキシンテスト済み
- ・ マウスエンブリオアッセイテスト済み


全 長



先 端



MICC042-30-B1.0



オリジオ・ジャパン株式会社

〒231-0021

神奈川県横浜市中区日本大通11 横浜情報文化センター4F

TEL. 045-319-6826 FAX. 045-319-6581

toiawase@origio.com www.origio-japan.com



CooperSurgical Fertility Companies