



PIEZO Micropipets

PIEZOマイクロピペット




海外での許認可取得状況

- ・CEマーク (CE 0086 取得)
- ・FDA 認可取得
- ・カナダでの医療機器認可取得
- ・オーストラリアでの医療機器認可取得


品質管理項目

- ・エンドトキシンテスト済み
- ・マウスエンブリオアッセイテスト済み

全 長



先 端



卵子への負荷を最小限に抑える 低侵襲性のPIEZOピペット

- ・硬質のガラスを採用しているため、低パルスでの穿刺が可能
- ・ガラスの厚さはスタンダードタイプ、薄肉タイプから選択することが可能


PIEZOマイクロピペット スタンダードタイプ (10本/箱)

製品番号	ベンドアングル	ベンド長	先端の内径 (I.D.)
MICC049 - ベンドアングル	0°、20°、25°	1.5mm	約5.0μm

PIEZOマイクロピペット 薄肉タイプ (10本/箱)

製品番号	ベンドアングル	ベンド長	先端の内径 (I.D.)
MICC048 - ベンドアングル	0°、20°、25°	1.5mm	約5.0μm

MICC049 - XX



MICC048 - XX

