



PZD・AHA マイクロピペット




海外での許認可取得状況

- ・CE マーク (CE 0086 取得)
- ・FDA 認可取得

品質管理項目

- ・エンドトキシンテスト済み
- ・マウスエンブリオアッセイテスト済み

先端



Micropipets

Disposable pipets

Others


透明帯開口に対応

Mechanical Dissection マイクロピペット (20本/箱)

製品番号	ベンドアングル	ベンド長	外径 (O.D.)
7-71-MDXX*/20	30°、35°	0.75mm	30 μ m

*ベンドアングルの数字が入ります

Mechanical Dissection ピペット



Assisted Hatching マイクロピペット (20本/箱)

製品番号	ベンドアングル	ベンド長	内径 (I.D.)	外径 (O.D.)
7-71-AHXX*/20	30°、35°	0.75mm	10 μ m	16 μ m

*ベンドアングルの数字が入ります

Assisted Hatching マイクロピペット

