



Particle Counter

清浄度モニター



培養環境の清浄度測定に

- ・1分以内での測定結果取得
- ・高感度：0.3 μm の粒子も検出
- ・3時間のバッテリー駆動

仕様	品番	製品名	標準価格*
センサー	レーザー式	7-90-080 Particle Counter	¥1,300,000
閾値	0.3、0.5、5 μm (3ch)	7-90-083 ゼロカウントフィルター	¥130,000
校正	NIST校正証明書		*価格は税抜です
最大濃度	70 x 106 個/ m^3		
流量	2.83 L/min		
単位	個/ m^3		
バッテリー	3時間		
データログ	10,000測定値まで		
データ出力	CSV出力		
外寸 (W x H x D)	11 x 20 x 7 cm		
重量	680 g		