


Phosphate Buffered Saline (PBS)



Phosphate Buffered Saline(PBS)は細胞および組織において、生理学上で考えられるpH7.5±0.3の範囲で緩衝作用のある等張性水溶液です。採卵時の子宮頸部の洗浄や、凍結保存メディウムの基礎培地として調整する際にご使用頂けます。

特徴

- カルシウム、マグネシウム、ピルビン酸、グルコース、フェノールレッドは全て不含有

培地組成

- Sodium chloride
- Potassium phosphate (monobasic, anhydrous)
- Sodium phosphate (dibasic, anhydrous)

品質管理項目

- 無菌テスト済み
- pHテスト済み
- 浸透圧テスト済み
- エンドトキシンテスト済み
- マウスエンブリオアッセイ (MEA) 済み
- 有効期限は製造日より24 ヶ月

カタログ番号	製品名	容量	保存温度
ART-4011	Phosphate Buffered Saline (PBS)	500 ml	2～8℃

※本商品は薬事法の定めるところの「医薬品」「医薬部外品」ではありません。また、ヒト、動物の診断あるいは治療用として用いるものではありません。