



Polar Body Biopsy Micropipets

Polar Bodyバイオプシーマイクロピペット




海外での許認可取得状況

- ・ CE マーク (CE 0086 取得)
- ・ FDA 認可取得
- ・ カナダでの医療機器認可取得
- ・ オーストラリアでの医療機器認可取得


品質管理項目

- ・ エンドトキシンテスト済み
- ・ マウスエンブリオアッセイテスト済み

全 長



先 端



極体の吸引に最適な内径と先端を用意

- ・ ピペット先端がフラットなタイプ、ベベル付きタイプ、スパイク付きタイプを用意
- ・ フラットなタイプとベベル付きタイプは、ピペット先端をファイヤーポリッシュ加工済み

Polar Bodyバイオプシーマイクロピペット フラットタイプ (10本/箱)

製品番号	バンドアングル	バンド長	先端の内径 (I.D.)
MPB - FP - バンドアングル	0°, 15°, 20°, 25° 30°, 35°, 40°, 45°	0.5mm*	13 - 15μm


Polar Bodyバイオプシーマイクロピペット ベベル付きタイプ (10本/箱)

製品番号	バンドアングル	バンド長	先端の内径 (I.D.)
MPB - BP - バンドアングル	0°, 15°, 20°, 25° 30°, 35°, 40°, 45°	0.5mm*	13 - 15μm


Polar Bodyバイオプシーマイクロピペット スパイク付きタイプ (10本/箱)

製品番号	バンドアングル	バンド長	先端の内径 (I.D.)
MPB - BS - バンドアングル	0°, 15°, 20°, 25° 30°, 35°, 40°, 45°	0.5mm*	13 - 15μm


MPB - FP - XX



MPB - BP - XX



MPB - BS - XX



*バンド長の変更が可能です。