

Quinn's® Sperm Washing Medium



Quinn's® Sperm Washing Medium は HEPES 含有 HTFメディアウムを改良し、体外受精や人工授精のプロセスにおいて外気における精子の洗浄や操作作用に開発されました。PureCeption® ガタログ番号：ART-2040/ART-2080/ART-2100)の希釈液としてもご使用頂けます。

培地組成

- Sodium chloride
- Potassium chloride
- Magnesium sulfate
- Anhydrous potassium phosphate
- Calcium chloride
- Sodium bicarbonate
- HEPES
- Glucose
- Sodium pyruvate
- Sodium lactate (DL)
- Alanine-glutamine
- Taurine
- EDTA
- Gentamicin (カタログ番号：ART-1006のみ)
- Phenol red
- HSA



品質管理項目

- 無菌テスト済み
- pHテスト済み
- 浸透圧テスト済み
- エンドトキシンテスト済み
- ゲンタマイシン測定済み (カタログ番号：ART-1006のみ)
- 比色分析済み
- 精子運動性テスト済み
- マウスエンブリオアッセイ (MEA) 済み
- ウィルスチェック済み (HIV-1、HIV-2、HCV、HBV)
- 有効期限は製造日より24 ヶ月 (カタログ番号：ART-1012)
- 有効期限は製造日より12 ヶ月 (カタログ番号：ART-1006)

カタログ番号	製品名	容量	保存温度
ART-1006	Quinn's® Sperm Washing Medium	100 ml	2~8℃
ART-1012	Quinn's® Sperm Washing Medium without Antibiotics	12 ml×12	

※本商品は薬事法の定めるところの「医薬品」「医薬部外品」ではありません。また、ヒト、動物の診断あるいは治療用として用いるものではありません。