

R65

ヒートトロリー



ヒートエリアを自由に持ち歩く

- ・テーブル表面を保温可能です。
- ・引き出しがついています。

ヒートトロリー

製品番号	R65
外形寸法(幅x奥行x高)	664 x 581 x 777 mm
保温エリア(幅x奥行)	450 x 380 mm
重量	30 kg
制御温度	室温 ~ 49.9 °C
温度精度	± 0.2 °C
電源仕様	158 W、1.6 A Max、50/60 Hz

*各種アルミブロックを併せてご使用ください（G73、G85ページをご参照ください）