

SAGE Vitrifaction Warming Kit



SAGE Vitrifaction Warming Kitは、SAGE Vitrifaction Kitにより急速凍結した胚を戻すためのキットです。

特徴

- 緩衝剤にMOPSを使用

培地組成

- MOPS buffer
- m-HTF
- non-essential amino acids
- essential amino acids
- Gentamicin
- Sucrose
- HSA
- Aminoglycoside antibiotic

品質管理項目

- 無菌テスト済み
- pHテスト済み
- 浸透圧テスト済み
- ゲンタマイシン測定済み
- 比色分析済み
- エンドトキシンテスト済み
- マウスエンブリオアッセイ (MEA) 済み
- ウィルスチェック済み (HIV-1、HIV-2、HCV、HBV)
- 有効期限は製造日より12 ヶ月



カタログ番号	製品名	容量	保存温度
ART-8030	SAGE Vitrifaction Warming Kit		2~8℃
	1.0 M Sucrose Warming Solution	4 ml×1	
	0.5 M Sucrose Warming Solution	2 ml×1	
	MOPS Solution	6 ml×1	

※本商品は薬事法の定めるところの「医薬品」「医薬部外品」ではありません。また、ヒト、動物の診断あるいは治療用として用いるものではありません。