

ScanFuge

IVF専用低速遠心機



IVF専用遠心機

懸架できる検体数をあえて削ることで、小型化を実現しています。

- Midi、Maxiは 低速制御に特化 (最大4,000rpm)
- サンプルへの非加熱設計
- オートアラーム搭載 (Balance、Over-heat、Over-speed)
- チャンバーをコートし、飛散したサンプルがふき取りやすい



Midiアングルローター



Maxiシングローター



ScanFuge Mini

	Mini
製品番号	7.601.314.801
外形寸法 (横幅 × 奥行 × 高さ)	208 x 245 x 145mm
重量 (ローター除く)	4.4kg
付属ローター	12 x 1.5~2.0mL (アングル)
Max. RPM	13,500rpm
Max. RCF	12,300xg
プログラムメモリー	—
電源仕様	100V、Max 0.9A、50/60Hz
標準価格	¥200,000



ScanFuge Midi

	Midi
製品番号	7.607.514.801
外形寸法 (横幅 × 奥行 × 高さ)	296 x 412 x 206mm
重量 (ローター除く)	17.5kg
付属ローター	6 x 15mL (アングル)
Max. RPM	4,000rpm
Max. RCF	2,075xg
プログラムメモリー	最大10
電源仕様	100V、Max 1A、50/60Hz
標準価格	¥300,000



ScanFuge Maxi

	Maxi
製品番号	7.617.514.802
外形寸法 (横幅 × 奥行 × 高さ)	375 x 480 x 250mm
重量 (ローター除く)	19.5kg
付属ローター	8 x 15mL (4アームスイング) 4 x 50mL (オプション)
Max. RPM	4,000rpm
Max. RCF	2,826xg
プログラムメモリー	最大10
電源仕様	100V、Max 2.8A、50/60Hz
標準価格	¥490,000

*価格は税抜です。