



Trophectoderm Biopsy Micropipets

Trophectodermバイオブシーマイクロピペット




海外での許認可取得状況

- ・ CE マーク (CE 0086 取得)
- ・ FDA 認可取得
- ・ カナダでの医療機器認可取得
- ・ オーストラリアでの医療機器認可取得


品質管理項目

- ・ エンドトキシンテスト済み
- ・ マウスエンブリオアッセイテスト済み

全 長



先 端



胚盤胞の栄養外胚葉細胞吸引に 最適な内径を用意

- ・ ピペット先端はフラットな形状でファイヤーポリッシュ加工済み
- ・ 内径は20 μ mと25 μ mから選択が可能


Trophectodermバイオブシーマイクロピペット Sサイズ (10本/箱)

製品番号	ベンドアングル	ベンド長	先端の内径 (I.D.)
MBBC018 - ベンドアングル	0°、25°、30°、35° *	0.5mm*	約20 μ m


Trophectodermバイオブシーマイクロピペット Lサイズ (10本/箱)

製品番号	ベンドアングル	ベンド長	先端の内径 (I.D.)
MBBC001 - ベンドアングル	0°、25°、30°、35° *	0.5mm*	約25 μ m

MBBC018 - XX



MBBC001 - XX



* ベンドアングル、ベンド長の変更が可能です。