

# The STRIPPER®

## 胚操作用ピペット



### 海外での許認可取得状況

- ・ CE マーク取得
- ・ FDA 認可取得
- ・ カナダでの医療機器認可取得
- ・ オーストラリアでの医療機器認可取得

## 操作者の感染リスクを大幅に軽減する 胚操作用ピペット

- ・ 注射器タイプにはスタンダードタイプと、立て掛け可能なハンドルグリップ付きタイプを用意
- ・ 注射器タイプは吸引量の調節が可能
- ・ 注射器タイプにはPGDで取り出した細胞操作と、卵丘細胞複合体の操作のストリッパーも用意
- ・ バルブを使って胚操作をするペンシルタイプには、スタンダードタイプとステンレスタイプを用意

### The STRIPPER® 注射器タイプ

製品番号	製品詳細
MXL3 - STR	注射器タイプ

MXL3 - STR



### The STRIPPER® ハンドルグリップ付き注射器タイプ

製品番号	製品詳細
MXL3 - STR - CGR	ハンドルグリップ付き注射器タイプ

MXL3 - STR - CGR



### The STRIPPER® ペンシルタイプ (スタンダード)

製品番号	製品詳細
MXL3 - STR - BP - DE	スタンダードペンシルタイプ

MXL3 - STR - BP - DE



### The STRIPPER® ペンシルタイプ (ステンレス)

製品番号	製品詳細
MXL3 - STR - BP - SW	ステンレスペンシルタイプ

MXL3 - STR - BP - SW



### The STRIPPER® PGD専用注射器タイプ

製品番号	製品詳細
MXL3 - STR - PGD	PGD 専用注射器タイプ

\*ハンドルグリップ付 (MXL3 - STR - PGD - CG) もあります。



### The STRIPPER® 卵丘細胞複合体専用注射器タイプ

製品番号	製品詳細
MXL3 - STR - CC	卵丘細胞複合体専用注射器タイプ

### The STRIPPER® アクセサリー

製品番号	製品詳細	数量
MXL3 - ORK	The STRIPPER® 注射器タイプ スペアパーツ Oリング	1個/袋
MXL3 - ORK - CC	The STRIPPER® 卵丘細胞複合体専用注射器タイプ スペアパーツ Oリング	1個/袋
MXL3 - PLG	The STRIPPER® 注射器タイプ スペアパーツ プランジャー	2本/袋
MXL3 - PLG - PGD	The STRIPPER® PGD専用注射器タイプ スペアパーツ プランジャー	2本/袋
MXL3 - CGR	The STRIPPER® 注射器タイプ スペアパーツ ハンドルグリップ	1個/袋
MXL3 - BULB	The STRIPPER® ペンシルタイプ スペアパーツ シリコンバルブ	20個/袋

## The STRIPPER® Tips パスツールから作る煩わしさを解消

- ・柔軟で折れにくいポリカーボネート製の胚操作用ピペットチップ
- ・用途に応じて11種類の内径サイズを用意
- ・個包装タイプと20本入りタイプから選択が可能
- ・ペンシルタイプ用として、ガラス製ピペットも用意 \*20ページ参照

### The STRIPPER® Tips 個包装タイプ

製品番号	内径 (I.D.)	数量
MXL3 - IND - 内径	50μm, 75μm, 100μm, 125μm, 135μm, 150μm 175μm, 200μm, 275μm, 600μm, CC (1000μm)	20本 (個包装) /箱

The STRIPPER® Tips  
個包装タイプ



### The STRIPPER® Tips 20本入りタイプ

製品番号	内径 (I.D.)	数量
MXL3 - 内径	50μm, 75μm, 100μm, 125μm, 135μm, 150μm 175μm, 200μm, 275μm, 600μm, CC (1000μm)	20本/ケース

The STRIPPER® Tips  
20本入りタイプ

