

Titan LAF

垂直気流式コンパクトクリーンベンチ



Titan LAF 卓上型




Titan LAF 固定脚型

コンパクト&クリーン


Titan LAFが設置場所の問題を解決します。

—精子調整室、培養室などに


- ・開口が大きい前面フード（開口固定式）
- ・横幅66cm、奥行43cmのコンパクト形状
- ・手元にスリットが無く、フラット
- ・動作音量52dB以下
- ・空気清浄度Class100
- ・設置場所にあわせ、卓上型、固定脚型と形状を選択可能
- ・チャンバー内に各社正立/位相差顕微鏡を設置可能
- ・オプション（有償）で、UVが発生しないLED蛍光灯に変更可能



イメージ図と寸法



HEPAフィルターを通じて浄化された空気が、
チャンバー内の清浄状態を保持します(空気清浄度Class100)。



手元にスリットが無く、汚れ等を簡便にふき取り可能です。

	Titan LAF 卓上型	Titan LAF 固定脚型
製品番号	WTLAF-TT	WTLAF
外形寸法 (横幅 × 奥行 × 高さ)	660 x 435 x 1050mm	660 x 435 x 1800mm
チャンバー内寸法 (横幅 × 奥行 × 高さ)	595 x 320 x 580mm	595 x 320 x 580mm
テーブル高さ	—	750mm
除振機構	—	—
重量	40kg	50kg
電源仕様	100V、Max 0.8A、50/60Hz	100V、Max 0.8A、50/60Hz